

## Párovanie komponentov

**DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:** Pred spárovaním s aplikáciou lekára je potrebné spárovať systémové komponenty.

- 1 Manžeta na stehno s manžetou dolnej končatiny.  
**Aktivácia režimu párovania na generátore EPG:** Na oboch generátoroch EPG stlačte súčasne tlačidlo plus a tlačidlo mínus. Svetlo indikátora stavu generátora EPG začne blikať striedavo na zeleno, žltu a červeno.
- 2 Ak je to potrebné, spárujte nožný snímač s generátorom EPG manžety predkolenia.  
**Aktivácia režimu párovania nožného snímača:** Nožný snímač spárujete s novým generátorom EPG tak, že do nožného snímača vložíte batériu (CR2032) a stlačíte snímač tlaku. Na potvrdenie aktivácie režimu párovania bude blikať zelené svetlo. Prepnite generátor EPG na dolnú končatinu do režimu párovania.







1



2

## Párovanie systému s aplikáciou Bioness programátora pre lekára

- 1 Prihlásenie do aplikácie Bioness programátora pre lekára
- 2 Stlačením tlačidla  prejdite na obrazovku prepojenia. Prepnite systém do režimu párovania tak, že na generátore EPG súčasne stlačíte tlačidlo plus a tlačidlo mínus. Nad požadovanou nohou stlačte  ikonu prepojenia. Po spárovaní zatvorte obrazovku prepojenia kliknutím na tlačidlo .
- 3 Vyberte pacienta, t. j. možnosť **Pracovať s existujúcim pacientom, Vytvoriť nového pacienta alebo Vybrať zo zoznamu.**  
V prípade výberu zo zoznamu pacientov stlačte  ikonu načítania alebo dvakrát kliknite na vybrané meno.



1



2



3

## Upevnenie systému L300 Go

- 1 Prichyťte osobný panel.
- 2 Pretiahnite kryt osobného popruhu ponad popruh manžety.
- 3 Pretrite miesto stimulácie vlhkou mäkkou handričkou. Potom mierne vystrite dolnú končatinu.
- 4 Keď sú na manžete L300 už prichytené elektródy, priložte ju na nohu pomocou jabíčkového lokalizátora manžety, utiahnite popruh a upravte napnutosť.
- 5 Naprogramujte nastavenia stimulácie, aby ste dosiahli požadovanú odpoveď.



1



2



3



4



5

Úplný zoznam všetkých kontraindikácií, výstrah, nežiaducich reakcií, upozornení a pokynov na poskytovanie starostlivosti si pozrite v používateľskej príručke.

## Upevnenie samostatnej manžety L300 Go na stehno

- 1 Navlhčite stehenné látkové elektródy a zacvaknite ich do manžety.
- 2 Pretrite miesto stimulácie vlhkou mäkkou handričkou. Umiestnite manžetu na stehno najmenej na šírku troch prstov od podkolennej jamky (aplikácia na svaly na zadnej strane stehna) alebo od jabĺčka kolena (aplikácia na štvorhlavý sval stehna).
- 3 Vycentrujte manžetu na stred stehna. Pritiahnite popruhy.
- 4 Naprogramujte nastavenia stimulácie, kým pacient sedí, aby ste dosiahli požadovanú odpoveď.
- 5 Podľa potreby upravte nastavenia stimulácie, keď pacient stojí.



1



2















3



4

## Programovanie systému L300 Go

- 1  **Programovanie nastavení stimulácie.** Vyberte požadovaný generátor EPG z **panelu riadenia stimulácie**. Vyberte typ elektródy (na obrázku je znázornená obrazovka riadiacej elektródy). Keď pacient sedí, zapnite stimuláciu na vybratom generátore EPG stlačením tlačidla  **Testovať**. Upravte nastavenia, aby ste dosiahli požadovanú odpoveď. Stlačením tlačidla  **Testovať** zastavte stimuláciu. Zopakujte tento krok na všetkých pripojených generátoroch EPG.
- 2  **Programovanie nastavení pre chôdzu.** Stlačte **ikonu obrazovky chôdze**. Stlačením  **ikony krivky stimulácie** aktivujete režim chôdze. Pozorujte pacienta pri chôdzi a podľa potreby nastavenia upravte. Stlačením  **ikony krivky stimulácie** zastavte stimuláciu.
- 3  **Programovanie nastavení pre tréning** Stlačte  **ikonu obrazovky tréningu**. Upravte nastavenia pre tréning, pričom môžete podľa potreby vyradiť niektorý generátor EPG. Stlačením **ikony tréningu** zapnete stimuláciu na všetkých spárovaných prístrojoch, ktoré sú zahrnuté do režimu tréningu. Stlačením  **ikony tréningu** zastavte stimuláciu.
- 4 Na konci každej relácie odpojte systém tak, že prejdete na  obrazovku preporenia a stlačte  **ikonu odpojenia**. Ukončíte aplikáciu lekára.

*Poznámka: Stlačením a podržaním ikony manuálnej stimulácie  aktivujete stimuláciu na všetkých spárovaných a aktívnych generátoroch EPG, kým je tlačidlo stlačené.*



1



2



3



4



**Bioness Inc.**  
25103 Rye Canyon Loop  
Valencia, CA 91355  
Telefón: 800.211.9136  
E-mail: [info@bioness.com](mailto:info@bioness.com)  
Webová lokalita: [www.bioness.com](http://www.bioness.com)



**bioness**<sup>®</sup>  
A Bioventus Rehab Company